



Cert ISO 13485:2003
MD 92931



Nový víceúčelový prostředek pro léčbu akutní a chronické bolesti bez použití léků

- kdekoliv a kdykoliv je potřeba...

Co je to Pain@Doctor

Pain@Doctor je ruční, lehký a účinný léčebný prostředek pro domácí použití, založený na TENS principu a vibrační masáži. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) je v medicíně používána již řadu let. Jedná se o formu účinné úlevy od bolesti bez použití léků. Pain@Doctor vysílá do těla v místě aplikace malé elektrické impulsy, které se prostřednictvím nervového systému a míchy dostávají do mozku. Tyto impulsy vyvolávají tvorbu tělu přirozených látek (endorfinů), které tlumí a potlačují bolest. Zdrojem elektrické energie jsou dvě AA (1.5V) baterie (součást balení). Doba životnosti kvalitních baterií by měla překročit 30 hodin provozu.

Jak používat Pain@Doctor

Pain@Doctor je vybaven duálním léčebným systémem zahrnujícím:

- přímou TENS stimulaci odpovídající tepové frekvenci s individuálním nastavením regulace kmitočtu a intenzity pulsů
- vibrační režim uklidňující masáže

Pain@Doctor se používá v místech bolesti, v oblasti vybrané stimulace nebo jako neinvazivní akupunktura na příslušné body s použitím vodivého gelu (součást balení). TENS stimulace a masážní léčba může být aplikována buď samostatně nebo společně. Přístroj je dodáván s dvěma páry vyměnitelných krytek na hlavy kontaktních elektrod. Malé kulaté krytky pro přesnou, precizní léčbu na přesně vymezeném místě těla (např. akupunkturních bodech) a větší ploché krytky pro všeobecnou úlevu od bolesti na větší ploše. Dodávány vodivý gel zvyšuje účinnost a intenzitu TENS terapie.

TENS a masážní terapie umožňují každému pacientovi individuální léčbu akutních a chronických bolestí v prostředí vlastního domova. Pain@Doctor se používá několikrát denně v délce cca 5 minut, nemá žádné vedlejší účinky a nelze se jím předávkovat. Provedení samotného přístroje umožňuje ošetřit i ty části a oblasti těla, které mohou být obtížněji dostupné, například oblast mezi rameny na zádech, oblast kotníků atd.

Léčba je nenáročná i pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Vlastnosti a výhody

- Léčba bez léků a vedlejších účinků
- Duální léčba jedním prostředkem
- Poskytuje přímé TENS pulsy a stimulaci masáží
- Jeden prostředek poskytuje obě formy léčby s maximálním užítkem
- Speciální tvar umožňuje jednoduché ošetření hůře dostupných částí těla
- Ergonomické provedení
- Zdroj energie - vyměnitelné baterie
- Zdravotnický prostředek Třidy II a, CE 0086
- Klinicky testováno

Účinnost

- Artritida
- Revmatismus
- Osteoporóza
- Bolesti zad
- Sciatica - ischias
- Spondylitis - zánět obratlů
- Migréna
- Sportovní úrazy
- Bolest svalů a kloubů
- Tenisový loket
- Fibromyalgia



Medial spol. s r.o.

tel.: +420 271028300

Zákaznické centrum

fax: +420 271028320

Obchodní 110 25170 Čestlice

E-mail : info@medial.cz

http://www.medial.cz

Často kladené otázky

*Je Pain@Doctor klinicky testován?

Ano, splňuje přísné požadavky Evropské unie na Zdravotnická zařízení a je zařazen jako Zdravotnický prostředek do třídy IIa. TENS technologie je známá a byla rovněž testována v mnoha již publikovaných studiích.

*Jak ho mohu používat?

Je to opravdu snadné. Neexistují žádné nepříjemné elektrody, kabely, pásky atd. Jednoduše ho přiložte v místě bolesti na povrch těla a stimulujte toto místo 3x denně po dobu 3-5 minut. Úroveň nastavení lze snadno přizpůsobit Vaším potřebám a Vašemu pohodlí. Funkci uklidňující masáže lze aktivovat stiskem jediného tlačítka. Pain@Doctor lze dobře využít i k neinvazivní akupunktuře.

*Je Pain@Doctor bezpečný?

Ano, Pain@Doctor je velmi bezpečný a nemá žádné známé vedlejší účinky. Prostředek není určen pro pacienty s kardiostimulátorem, trpící epilepsií, do 16. týdne těhotenství nebo pokud užívají steroidy/warfarin. Budete-li uvažovat o jeho použití i v těchto případech, je bezpodmínečně nutné se poradit se svým odborným lékařem. Použití přes kovové implantáty může být pro někoho méně pohodlné. V každém případě se řiďte pokyny podle přiloženého návodu!

*Jaké jsou zkušenosti lékařů s přístrojem Pain@Doctor?

Pain@Doctor je vyráběn ve Velké Británii a první zkušenosti s tímto přípravkem mají právě lékaři z této země. Zde jsou některé z nich:

- **Překvapivé výsledky**–„Pain@Doctor by mohl být reálnou odpovědí pro mnoho pacientů trpících chronickými bolestmi. Ti, kteří použili toto zařízení, byli sami překvapeni jeho účinkem. Prostředek může přinést úlevu i během několika minut...“>>Dr. S. Dunstan
- **Nepochybně účinný**–„Věřím, že toto zařízení může být účinné při různých chronických i akutních bolestech. Ovládací tlačítka jsou dobře umístěna a zařízení může být dobře regulováno. Pain@Doctor umožňuje ošetření TENS (Transkutánní Elektrická Nervová Stimulace), zdravotní prostředek může být snadno a rychle použit a je bezesporu efektivní...“>>Dr. Ian W. McAndrew
- **Skvělý nápad**–„Měl jsem možnost vyzkoušet většinu alternativních zařízení na mých pacientech i na sobě a mohu upřímně říci, že Pain@Doctor je jedním z neúčinnějších prostředků, které jsem kdy použil. Kombinace s masážní terapií je skvělý nápad a jde o velký krok vpřed v boji proti bolesti. Osobně používám zařízení na můj ischias...“>>Dr. D. Lister