




BinaxNOW Influenza



Rychlá detekce a rozlišení antigenu viru chřipky A a B

Detekce H1N1 jedním testem během 15 minut

Ověřená citlivost a specifita




BinaxNow Influenza A & B

Odběr vzorku - nazofaryngeální výtěr nebo výplach komfortní soupravou

Princip metody - imunochemická chromatografie, detekce antigenu nukleoproteinů

Interpretace výsledků - jednoduché kvalitativní vyhodnocení



Flu A Positive
(+)

Flu B Positive
(+)

Flu A, B Negative
(-)

Citlivost

Flu A

Sensitivity (NP swab) - 100%*

Sensitivity (nasal wash/aspirate) - 100%*

Flu B

Sensitivity (NP swab) - 100%*

Sensitivity (nasal wash/aspirate) - 92%*

* více informací naleznete v příbalovém listu

Cena soupravy Flu A/B testů

Cena jednoho testu včetně odběrové soupravy

Specifita

Specificity (NP swab) - 99%*

Specificity (nasal wash/aspirate) - 99%*

Specificity (NP swab) - 99%*

Specificity (nasal wash/aspirate) - 94%*

5 481,20 Kč s 9 % DPH

296,90 Kč s 9 % DPH

Katalogová čísla

416-000 BinaxNOW Influenza A & B

22 testů včetně pozitivní a negativní kontroly

B400-065 Binax Nasopharyngeal swabs

20 odběrových vial

430-022 BinaxNOW RSV

22 testů včetně pozitivní a negativní kontroly

Binax Now rychlé testy: *Streptococcus pneumoniae*
Legionella pneumophila