

Navigate with confidence.



Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE



www.cookmedical.com


Navigate with confidence.

Navigating anatomy can be difficult. Choosing the right wire guide can also be a challenge. The Roadrunner® PC Hydrophilic Wire Guide can be used to access a kinked or tortuous ureter and to position or exchange a catheter. You can also use the Roadrunner to bypass a large stone and establish a tract to the kidney.

The Roadrunner has the following features and benefits:

- It has a hydrophilic coating so that you can pass the wire through difficult anatomy.
- It has one-to-one torque control so that you can guide the wire with precision.
- It has a platinum tip so that you can visualise the wire under fluoroscopy.
- It has a nitinol core so that you can get maximum deflection without kinking.

The Roadrunner is available in a standard-body or stiff-body configuration and with angled, straight, or double-flexible tips.





Sichere Navigation.

Nicht nur die Navigation durch die Anatomie kann sich schwierig gestalten, sondern auch die Auswahl des richtigen Führungsdrahts. Der Roadrunner® PC hydrophile Führungsdraht kann für den Zugang zu einem geknickten oder gewundenen Ureter und für die Platzierung oder den Wechsel eines Katheters verwendet werden. Sie können den Roadrunner außerdem verwenden, um an einem großen Stein vorbei zu navigieren und einen Trakt zur Niere anzulegen.

Der Roadrunner weist folgende Merkmale und Vorteile auf:

- Seine hydrophile Beschichtung ermöglicht Ihnen die Navigation des Drahts durch schwierig zu passierende Anatomien.

- Seine 1:1-Drehstabilität ermöglicht Ihnen die präzise Führung des Drahts.
- Seine Platinspitze ermöglicht Ihnen die Visualisierung des Drahts unter Durchleuchtung.
- Seine Nitinolseele bietet maximale Auslenkung ohne abzuknicken.

Der Roadrunner ist in Standard- oder steifer Ausführung sowie mit gewinkelten, geraden oder doppelt flexiblen Spitzen erhältlich.



Procedere sicuri.

Navigare nell'anatomia umana può essere difficile e anche la scelta della guida giusta può rappresentare una sfida. La guida idrofila Roadrunner® PC può essere usata per accedere a un uretere attorcigliato o tortuoso e per posizionare o sostituire un catetere. La guida Roadrunner può anche essere usata per bypassare un calcolo di grandi dimensioni e stabilire un tramite verso il rene.

- Permette un controllo di torsione pari a 1:1 ed è quindi possibile dirigerla con precisione.
- È dotata di una punta in platino che permette la visualizzazione fluoroscopica della guida.
- Ha un nucleo in nitinolo che consente di ottenere la massima deflessione senza attorcigliamenti.

La guida Roadrunner offre le caratteristiche e i vantaggi seguenti.

- Ha un rivestimento idrofilo che permette di far passare la guida attraverso strutture anatomiche complesse.

La guida Roadrunner è disponibile nella versione con corpo standard o rigido e con punte angolate, diritte o a doppia flessibilità.



Desplácese con confianza.

El desplazamiento a través de las estructuras anatómicas puede resultar difícil. La elección de la guía correcta también puede suponer un reto. La guía hidrofílica Roadrunner® PC puede utilizarse para acceder a uréteres acodados o tortuosos y para posicionar o intercambiar catéteres. También puede utilizar la Roadrunner para excluir un cálculo grande y establecer un conducto al riñón.

- Tiene un control de torsión 1:1 que le permite dirigir la guía con precisión.
- Tiene una punta de platino que le permite visualizar la guía bajo fluoroscopia.
- Tiene un núcleo de nitinol que le permite obtener la máxima deflexión sin ningún acodamiento.

La Roadrunner tiene las siguientes características y ventajas:

- Tiene un revestimiento hidrofílico que le permite pasar la guía a través de anatomías difíciles.

La Roadrunner está disponible en una configuración de cuerpo estándar o de cuerpo rígido, y con puntas anguladas, rectas o dobles flexibles.



Уверенность в движениях.

Перемещение по анатомическим участкам может оказаться трудной задачей. Выбор подходящего проводника также может быть затруднен. Гидрофильный проводник Roadrunner® PC можно использовать для доступа в перегнутый или извилистый мочеточник, а также при установке или замене катетера. Вы можете также использовать Roadrunner для обхода крупного камня и установления проходимости по мочеполовому тракту в почку.

Roadrunner обладает следующими характеристиками и преимуществами:

- Он снабжен гидрофильным покрытием, позволяющим провести проводник через сложные анатомические участки.

- Он снабжен индивидуальной регулировкой крутящего момента, что позволяет направлять проводник с большой точностью.
- Он снабжен платиновым кончиком, позволяющим визуализировать проводник под контролем рентгенологического исследования.
- Он снабжен нитиноловым сердечником, позволяющим получить максимальное отклонение без перегибов.

Roadrunner выпускается в стандартной и жесткой конфигурации стержня и с угловым, прямым или двойным гибким кончиком.



Zapewniamy Ci pełną kontrolę.

Pokonywanie przestrzeni anatomicznych może być trudne. Wybór odpowiedniego przewodnika może również nie być łatwy. Przewodnika Roadrunner® PC z powłoką hydrofilową można użyć w celu uzyskania dostępu do krętych lub zapętlonych moczowodów bądź w celu umieszczenia lub wymiany cewnika. Przewodnik Roadrunner można również zastosować, aby ominąć duży złoć i utworzyć kanał do nerki.

Prowadnik Roadrunner ma następujące cechy i zalety:

- Ma on hydrofilową powłokę, umożliwiającą przeprowadzenie przewodnika przez trudne obszary anatomiczne.

- Zapewnia bezpośrednią kontrolę momentu obrotowego, co umożliwia precyzyjne kierowanie przewodnikiem.
- Jest wyposażony w platynową końcówkę, co zapewnia uwidocznienie przewodnika w podglądzie fluoroskopowym.
- Nitinolowy rdzeń pozwala osiągnąć maksymalne odchylenie bez zapętlenia.

Prowadnik Roadrunner dostępny jest w konfiguracji ze standardowym lub sztywnym trzonem i z końcówką zagiętą, prostą lub z giętkimi końcówkami na obu końcach.

Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

Order Number	Reference Part Number	Diameter inch	Length cm	Tip Configuration	Tip Length cm	Coating
Standard Body Wire Guides						
G18142	RFPC-035145-0	.035	145	straight	7	Slip-Coat®
G17542	RFSPC-035145-0	.035	145	straight	3	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	.038	145	straight	3	Slip-Coat
Standard Body Wire Guides with Ink Marks and AQ coating						
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	.035	145	straight	3	AQ®
G17866	RFSPC-038145-0-I-AQ	.038	145	straight	3	AQ
Stiff Body Wire Guides*						
G34132	RPC-035145-5	.035	145	angled	8	Slip-Coat
G34130	RPC-038145-5	.038	145	angled	8	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	.035	145	straight	8	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	.038	145	straight	8	Slip-Coat
Stiff Body Wire Guides – Double Flexible with Ink Marks in 5 cm Increments						
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	.035	145	double flexible	-	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	.038	145	double flexible	-	AQ

*Sold in boxes of 5.

Slip-Coat is a registered trademark of Angiotech Biocoatings Corp.

Some products or part numbers may not be available in all markets. Contact your local Cook representative or Customer Service for details.

Customer Service - Urology

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com
www.cookmedical.com

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 738411188, 1800777222, Fax: +61 738411288, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

