


FastSystem®



UF400, UF450

UROLOGICKÝ RETRAKTOROVÝ SYSTÉM



System s fixací ke stolu

Nastavitelný WISHBONE® rám pro retrakci stěny a hlubokých sutur

VLASTNOSTI

Spolehlivost	Cíleně navržené retractorové systémy zajišťují stálou přehlednost operačního pole, u obézních pacientů možno použít navíc soupravu Obesity blade kit.
Nastavitelnost	Sada nezávislých pákových nastavení umožňuje užití retraktoru pro širokou škálu výkonů. Retraktor je možné nastavit v závislosti na technice operace i velikosti pacienta.
Výkonnost	Design jednotlivých součástí rámu a držáku šetří čas při sestavování a snižuje instrumentální nároky.

strana: 1 / 2



Sídlo:
Na Dolinách 36/128
147 00 Praha 4
tel.: 241 431 122
fax: 241 430 019

Provozovna:
Obchodní 110
251 70 Praha-Čestlice
tel.: 296 328 300
fax: 296 328 320



IČ: 14892901
DIČ: CZ14892901
Bankovní spojení:
ČSOB Praha
č.ú.: 758073/0300

Registrace v obchodním
rejstříku Městského soudu
Praha
Odd. C, vložka 1299
www.medial.cz

POUŽITÍ

- radikální retropubická prostatektomie
- nefrektomie
- cystektomie
- transplantace
- onkologie

FastSystem®



UROLOGICKÝ RETRAKTOROVÝ SYSTÉM			základní	rozšířený
foto	kód	komponenty	UF 400	UF 450
A	4080	Omni-Clamp Sterile Field Post	1	1
B	4020	Standard WISHBONE Frame	1	1
C	4040	SnapClamp Blade Holder	6	8
D	3588	Hinged Extension Arm	---	1
E	3883	Mayo Swivel Retractor, (5 x 5 cm)	2	2
F	3335	Mayo Swivel Retractor, (7 x 5 cm)	2	2
G	3772	Fence Swivel Retractor, (10,2 x 15,2 cm)	1	1
H	3784	Deaver Swivel Retractor, (7 x 11,4 cm)	1	1
I	3854	Deaver Swivel Retractor, (3,8 x 15,2 cm)	1	1
J	3788	Malleable Slotted Swivel Retractor, (5 x 16,5 cm)	1	1
K	3790	Malleable Slotted Swivel Retractor, (7,6 x 16,5 cm)	1	1
L	3792	Marsal Bladder Malleable Swivel Retractor, (7,6 x 15,2 cm)	1	1
M	3794	Harrington Sweetheart Swivel Retractor, (5 x 12,7 cm)	1	1
N	3796	Harrington Sweetheart Swivel Retractor, (6,4 x 17,8 cm)	1	1
O	3798	Splanchnic Swivel Retractor, (3,8 x 10,2 cm)	1	1