



www.cookmedical.com

Cook Europe Shared Service Centre

Country		Telephone	E-Mail
Austria		(+43) 1-795-67-121	oe.orders@cookmedical.com
Belgium	French	(+32) 27-00-16-33	be.orders@cookmedical.com
Belgium	Flemish	(+32) 27-00-16-33	nl.orders@cookmedical.com
Denmark		(+45) 38487607	da.orders@cookmedical.com
Distributors		(+353) 61-239240	sscdistributors@cookmedical.com
France		(+33) 1-71-23-02-69	fr.orders@cookmedical.com
Germany		(+49) 6950-072804	de.orders@cookmedical.com
Hungary		(+36) 17779199	hu.orders@cookmedical.com
Italy		(+39) 02-69-68-28-53	it.orders@cookmedical.com
Netherlands		(+31) 202-013-367	nl.orders@cookmedical.com
Poland		(+48) 223060159	pl.orders@cookmedical.com
Spain		(+34) 91-2702691	es.orders@cookmedical.com
Switzerland	French	(+41) 44-8-009-609	fr.orders@cookmedical.com
Switzerland	Italian	(+41) 44-8-009-609	it.orders@cookmedical.com
Switzerland	German	(+41) 44-8-009-609	de.orders@cookmedical.com
Sweden		(+46) 85-876-94-68	se.orders@cookmedical.com
United Kingdom		(+44) 20-7365-4183	uk.orders@cookmedical.com

© COOK 2010

URO-IM-USFC-ML-201005

AORTIC
INTERVENTION

CRITICAL
CARE

ENDOSCOPY

INTERVENTIONAL
RADIOLOGY

LEAD
MANAGEMENT

PERIPHERAL
INTERVENTION

SURGERY


UROLOGY

WOMEN'S
HEALTH

COOK[®]
MEDICAL

Universa[®]

SILICONE FOLEY CATHETER




Choose latex free.

Experience Universa®.

Cook Medical's Universa® Foley catheters offer the standard features needed for everyday drainage. The latex-free, silicone design is more comfortable, less irritating, easier to insert and less prone to plugging and encrustation. The Universa Foley catheter can be used for the management of acute retention, obstruction and intraoperative and postoperative bladder decompression as well as for urine sampling and monitoring urinary output—with an indwelling time less than 30 days.

Universa Foley catheters are part of a full line of in-stock Universa products that consolidates part numbers for streamlined ordering, saving time and money.

Cook Medical—Pioneering urological products for a physician to use and a patient to trust.



Universa Three-Way Silicone Foley Catheters

Cook has expanded its offering to include a three-way silicone Foley catheter, which has lumens for inflation, drainage and irrigation. A typical procedure requiring the use of a three-way Foley is postoperative saline irrigation, for flushing out blood clots in patients with hematuria.



Universa Silicone Foley Catheters

Cook Medical's Universa line offers a full range of sizes for the Foley catheter, from 6-26 Fr. Choose from either a round (closed) tip or an open tip that can be placed over a wire guide. Other options include a larger, 30 mL balloon, typically used postoperatively or under other special circumstances where a larger balloon size is needed.

Global Product Number	Order Number	Tip	Size Fr	Inflation Volume mL	Working Length cm
Foley Catheter – Three Way					
G53030	033016-CE	round	16	30	34
G53235	033018-CE	round	18	30	34
G53236	033020-CE	round	20	30	34
G53237	033022-CE	round	22	30	34
G53238	033024-CE	round	24	30	34
G53240	033026-CE	round	26	30	34
G53241	033016-OE	open	16	30	34
G53242	033018-OE	open	18	30	34
G53243	033020-OE	open	20	30	34
G53244	033022-OE	open	22	30	34
G53245	033024-OE	open	24	30	34
G53246	033026-OE	open	26	30	34
Foley Catheter – Two Way					
G17111	028506-CE	round	6	1.5	25
G17199	028508-CE	round	8	3	25
G17201	028510-CE	round	10	3	25
G17204	028512-CE	round	12	5	34
G17205	028514-CE	round	14	5	34
G17207	028516-CE	round	16	5	34
G17208	028518-CE	round	18	5	34
G32764	028520-CE	round	20	5	34
G32766	028522-CE	round	22	5	34
G32768	028524-CE	round	24	5	34
G32725	028526-CE	round	26	5	34
G17214	028506-OE-21*	open	6	1.5	25
G17203	028506-OE	open	6	1.5	25
G17200	028508-OE	open	8	3	25
G17202	028510-OE	open	10	3	25
G17198	028512-OE	open	12	5	34
G17206	028514-OE	open	14	5	34
G17345	028516-OE	open	16	5	34
G17512	028518-OE	open	18	5	34
G32765	028520-OE	open	20	5	34
G32767	028522-OE	open	22	5	34
G32769	028524-OE	open	24	5	34
G32771	028526-OE	open	26	5	34
G53230	023016-CE	round	16	30	34
G53229	023018-CE	round	18	30	34
G53231	023020-CE	round	20	30	34
G53232	023022-CE	round	22	30	34
G53233	023024-CE	round	24	30	34
G53234	023026-CE	round	26	30	34

*Includes a .021 inch Slip-Coat® wire guide.

Slip-Coat is a registered trademark of Angiotech Biocoatings Corp.



Optez pour des sondes sans latex.

Essayez Universa®.

Les sondes de Foley Universa® de Cook Medical offrent toutes les caractéristiques nécessaires à la pratique du drainage au quotidien. Le modèle en silicone sans latex est plus confortable, moins irritant, plus facile à introduire et moins sujet aux obturations et incrustations. La sonde de Foley Universa peut être utilisée pour traiter la rétention aiguë, l'obstruction, la

décompression per et postopératoire de la vessie ainsi que pour effectuer des prélèvements urinaires et surveiller la production d'urine—lorsque la durée d'implantation ne dépasse pas 30 jours. Les sondes de Foley Universa font partie d'une gamme complète comportant de nombreuses références en stock, ce qui permet de rationaliser les commandes et d'économiser du temps et de l'argent.

Cook Medical—Des produits urologiques novateurs faits pour être utilisés par les médecins et acceptés par les patients.



Scegliete il catetere privo di lattice.

Provate Universa®.

I cateteri Foley Universa® di Cook Medical offrono le caratteristiche standard necessarie al drenaggio quotidiano. La composizione in silicone, senza lattice, lo rende più confortevole, meno irritante, più facile da inserire e meno soggetto a ostruzioni e incrostazioni. Il catetere Foley Universa è ideale per la gestione della ritenzione urinaria acuta, delle ostruzioni e della decompressione vescicale

intraoperatoria e postoperatoria, nonché per il prelievo di campioni di urina e il monitoraggio della produzione di urina, con un tempo di permanenza inferiore a 30 giorni.

I cateteri Foley Universa fanno parte di una linea completa di prodotti Universa di serie con codici prodotto consolidati volti a semplificare le procedure di ordinazione e risparmiare tempo e denaro.

Cook Medical—Prodotti urologici d'avanguardia utilizzati dai medici e apprezzati dai pazienti.



Entscheiden Sie sich für latexfreie Katheter.

Erleben Sie Universa®.

Die Universa® Foley-Katheter von Cook Medical bieten die gewohnten Merkmale für die Urinableitung im klinischen Alltag. Die latexfreie Silikon Ausführung ist komfortabler, reizärmer, leichter einzuführen und neigt weniger zu Verstopfungen und

Verkrustungen. Der Universa Foley-Katheter kann zur Behandlung von akutem Harnverhalt und akuter Obstruktion, zur intra- bzw. postoperativen Blasendekompression sowie zur Entnahme von Urinproben und Urinmengenmessung (bei einer Verweildauer von weniger als 30 Tagen) verwendet werden.

Universa Foley-Katheter gehören zu unserem Komplettsortiment an Universa Produkten. Die vereinheitlichten Bestellnummern vereinfachen Ihre Bestellung und sparen somit Zeit und Geld.

Cook Medical—Wegweisende Urologieprodukte, auf die Arzt und Patient sich verlassen können.



Elija productos sin látex.

Sumérjase en Universa®.

Los catéteres Foley Universa® de Cook Medical ofrecen las características estándar necesarias para el drenaje rutinario. Su diseño de silicona sin látex resulta más cómodo, es menos irritante, más fácil de introducir y menos propenso a sufrir obstrucciones e incrustaciones. El catéter Foley Universa puede usarse para tratar la retención de orina aguda, la obstrucción y la

descompresión de la vejiga intraoperatoria y postoperatoria, así como para tomar muestras de orina y controlar la diuresis, con un tiempo de permanencia menor de 30 días.

Los catéteres Foley Universa forman parte de una línea completa de productos Universa en existencias en la que se han consolidado los números de referencia para simplificar los pedidos, lo que ahorra tiempo y dinero.

Cook Medical—Líderes en productos urológicos al servicio de los médicos y que se ganan la confianza de los pacientes.



Выбирайте изделия, не содержащие латекса.

Оцените преимущества Universa®.

Катетеры Фоли Universa® компании Cook Medical выполняют стандартные функции, необходимые для повседневного дренажа. Они изготовлены из силикона и не содержат латекса, более удобны и меньше раздражают пациента, их легче вводить, и они менее подвержены закупорке и инкрустации. Катетеры Фоли серии Universa можно применять при острой

задержке мочи или обструкции, интраоперационной и послеоперационной декомпрессии мочевого пузыря, а также для взятия проб мочи и измерения количества выделенной мочи при сроках постоянного нахождения в организме пациента не более 30 дней.

Катетеры Фоли Universa являются частью полной серии массово выпускаемой продукции Universa с применением единой нумерации компонентов для упрощения заказа, экономии времени и денег.

Cook Medical—Передовые изделия для урологии: врачи – применяют, пациенты – доверяют.



Wybierz produkt bez lateksu.

Przekonaj się, jak działa Universa®.

Cewniki Foley Universa® firmy Cook Medical oferują standardowe funkcje potrzebne do codziennego drenażu. Silikonowa, bezlateksowa konstrukcja jest wygodniejsza, mniej drażniąca, łatwiejsza do wprowadzania oraz mniej podatna na zatykanie i zbieranie osadu. Cewnik Foley Universa można stosować w przypadkach zatrzymania moczu, niedrożności oraz

śródooperacyjnego i pooperacyjnego odbarczenia pęcherza, a także do pobierania próbek moczu i monitorowania jego wytwarzania, przy dopuszczalnym okresie założenia poniżej 30 dni.

Cewniki Foley Universa są elementem pełnego asortymentu produktów pod nazwą Universa, dostępnego na każde żądanie, który konsoliduje numery katalogowe, usprawniając składanie zamówień, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i środków finansowych.

Sondes de Foley à trois voies Universa en silicone

Cook a élargi son offre et propose une sonde de Foley à trois voies en silicone équipée de lumières pour le gonflage, le drainage et l'irrigation. On a normalement besoin d'une sonde de Foley à trois voies pour l'irrigation postopératoire au sérum physiologique afin de déloger des caillots de sang chez les patients présentant une hématurie.

Sondes de Foley en silicone Universa

La gamme Universa de Cook Medical offre des sondes de Foley dans

toutes les tailles, de 6 à 26 Fr. Vous avez le choix entre une extrémité arrondie (fermée) et une extrémité ouverte qui peut être placée sur un guide. D'autres options proposent un ballonnet plus gros de 30 ml, habituellement utilisé en postopératoire ou dans des situations où il faut recourir à un ballonnet de plus grande taille.

**Comprend un guide Slip-Coat® de 0,021 inch (0,53 mm). Slip-Coat est une marque déposée de Angiotech Biocoatings Corp.*

Cateteri Foley Universa in silicone a tre vie

Cook ha ampliato la sua linea di prodotti aggiungendovi un catetere Foley in silicone a tre vie, con lumi per il gonfiaggio, il drenaggio e l'irrigazione. La procedura tipica che richiede l'impiego di un catetere Foley a tre vie è l'irrigazione con soluzione fisiologica in sede postoperatoria per l'eliminazione dei coaguli ematici nei pazienti con ematuria.

Cateteri Foley in silicone Universa

La linea Universa di Cook Medical offre una gamma completa di cateteri

Foley con calibro da 6 a 26 Fr. È possibile scegliere un catetere con punta arrotondata (chiusa) o con punta aperta per il posizionamento su una guida. Altre opzioni includono un palloncino da 30 ml, più grande, comunemente usato in sede postoperatoria o in altre circostanze particolari in cui si renda necessario l'impiego di un palloncino di dimensioni maggiori.

**Include una guida Slip-Coat® da 0,021 pollici (0,53 mm). Slip-Coat è un marchio depositato di Angiotech Biocoatings Corp.*

Universa dreilumige Silikon Foley-Katheter

Cook bietet jetzt auch einen dreilumigen Silikon Foley-Katheter mit je einem Lumen für Inflation, Ableitung und Spülung an. Dreilumige Foley-Katheter werden oft nach operativen Eingriffen gelegt, um bei Patienten mit Hämaturie Blutgerinnsel mithilfe von Kochsalzlösung auszuspülen.

Universa Silikon Foley-Katheter

In der Universa Familie von Cook Medical finden Sie ein komplettes Sortiment an Größen von 6 bis 26 French. Zur Wahl stehen

Ausführungen mit runder (geschlossener) Spitze oder offener Spitze für die Einführung mittels Führungsdraht. Außerdem ist wahlweise eine Ausführung mit größerem Ballon (30 ml) erhältlich. Diese wird meist postoperativ eingesetzt oder wenn andere besondere Umstände einen größeren Ballon erfordern.

**Inklusive Slip-Coat® Führungsdraht mit 0,021 Inch (0,53 mm) Durchmesser. Slip-Coat ist eine eingetragene Marke der Angiotech Biocoatings Corp.*

Catéteres Foley de silicona de tres vías Universa

Cook ha ampliado su oferta de productos incluyendo un catéter Foley de silicona de tres vías que tiene luces para hinchado, drenaje e irrigación. Un procedimiento típico que requiere la utilización de un catéter Foley de tres vías es la irrigación con solución salina postoperatoria, para eliminar los coágulos de sangre en pacientes con hematuria.

Catéteres Foley de silicona Universa

La línea Universa de Cook Medical ofrece el catéter Foley en una gama

completa de tamaños, desde 6 a 26 Fr. Puede elegir ya sea una punta redonda (cerrada) o una punta abierta que se coloca sobre una guía. Otras opciones incluyen un balón de mayor tamaño, de 30 ml, que se utiliza habitualmente durante el periodo postoperatorio o en virtud de cualquier otra circunstancia especial que requiera un balón mayor.

**Incluye una guía Slip-Coat® de 0,021 pulgadas (0,53 mm). Slip-Coat es una marca comercial registrada de Angiotech Biocoatings Corp.*

Трехпросветные силиконовые катетеры Фоли Universa

Компания Cook расширила спектр выпускаемых изделий и предлагает трехпросветный силиконовый катетер Фоли, имеющий отдельные просветы для раздувания, дренажа и орошения. Типичной процедурой, для которой требуется трехпросветный катетер Фоли, является послеоперационное орошение физиологическим раствором для вымывания свертков крови у больных с гематурией.

Силиконовые катетеры Фоли Universa

Катетеры Universa компании Cook Medical выпускаются во всех

размерах, принятых для катетеров Фоли: от 6 до 26 Fr. На выбор предлагаются катетеры с закругленным (закрытым) или с открытым кончиком, который можно вводить по проводнику. Среди других опций – более крупный баллон объемом 30 мл, который обычно используют в послеоперационном периоде или в иных особых обстоятельствах, когда нужен баллон увеличенного размера.

**В комплект входит проводник Slip-Coat® диаметром 0,021 дюйма (0,53 мм). Slip-Coat является зарегистрированным товарным знаком компании Angiotech Biocoatings Corp.*

Cook Medical—Pionierskie produkty urologiczne przeznaczone do użytku przez lekarzy są doceniane przez pacjentów.

Trójdrożne silikonowe cewniki Foleya Universa

Firma Cook rozszerzyła oferowany asortyment o trójdrożny silikonowy cewnik Foleya posiadający kanały do napełniania, drenażu i irygacji. Typowym zabiegiem wymagającym użycia trójdrożnego cewnika Foleya jest pooperacyjna irygacja solą fizjologiczną, w celu wypłukiwania skrzepów krwi u pacjentów z krwimoczem.

Silikonowe cewniki Foleya Universa

Asortyment Universa firmy Cook Medical oferuje pełny zakres rozmiarów cewników Foleya, od 6 do 26 F. Do wyboru zamknięta lub otwarta końcówka, którą można nałożyć na prowadnik. Inne opcje to m.in. większy balon o pojemności 30 ml, stosowany zwykle w okresie pooperacyjnym lub w szczególnych okolicznościach, gdy potrzebny jest balon o większym rozmiarze.

**W zestawie prowadnik Slip-Coat®, rozmiar 0,021 cala (0,53 mm). Slip-Coat jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Angiotech Biocoatings Corp.*